

# CÁNULA ARTERIAL NO ARAMADA



Pared Fina  
Cuerpo Transparente y Flexible  
Posición Precisa en la Arteria

**Descripción:** La Cánula Arterial no Aramada es constituida a partir de policloruro de vinilo (PVC) transparente, comprendiendo una punta, cuerpo y extremo distal. La punta es suministradas en formatos recto y curvo, pudiendo tener una brida para ayudar en a la sujeción. El cuerpo presenta pared fina y flexible con marca para posición precisa en la arteria. El extremo distal podría tener un conector con adaptador Luer Lock para remoción de muestras y medición de la presión. Cada paquete contiene una unidad estéril y apirógena.

**Indicación:** La Cánula Arterial no Aramada se destina a la canulación de las arterias al sistema de perfusión extracorpórea, facilitando el retorno de la sangre al paciente.



Descripción	Diámetro	Largo	Conexión	Conector	Código	Situación
Cánula Arterial no Aramada Punta Recta	08 FR	16cm	1/4"	-	235778	Producto estandar
Cánula Arterial no Aramada Punta Recta	10 FR	16cm	1/4"	-	235787	Por Encargo
Cánula Arterial no Aramada Punta Recta	12 FR	16cm	1/4"	-	235796	Por Encargo
Cánula Arterial no Aramada Punta Recta	14 FR	16cm	1/4"	-	235802	Por Encargo
Cánula Arterial no Aramada Punta Recta	14 FR	16cm	1/4"	-	235802	Por Encargo
Cánula Arterial no Aramada Punta Recta	16 FR	16cm	1/4"	-	235811	Por Encargo
Cánula Arterial no Aramada Punta Recta	16 FR	16cm	3/8"	-	235820	Por Encargo
Cánula Arterial no Aramada Punta Recta	18 FR	16cm	3/8"	-	235839	Producto estandar
Cánula Arterial no Aramada Punta Recta	20 FR	16cm	3/8"	-	235848	Por Encargo
Cánula Arterial no Aramada Punta Recta	22 FR	16cm	3/8"	-	235857	Producto estandar
Cánula Arterial no Aramada Punta Recta	24 FR	16cm	3/8"	-	235866	Por Encargo
Cánula Arterial no Aramada Punta Curva Sin Brida	20 FR	18cm	3/8"	3/8" x 3/8" con luer	210720	Por Encargo
Cánula Arterial no Aramada Punta Curva Sin Brida	22 FR	18cm	3/8"	3/8" x 3/8" con luer	210739	Por Encargo
Cánula Arterial no Aramada Punta Curva Sin Brida	24 FR	18cm	3/8"	3/8" x 3/8" con luer	210748	Por Encargo
Cánula Arterial no Aramada Punta Curva Con Brida	20 FR	18cm	3/8"	3/8" x 3/8" con luer	132851	Por Encargo
Cánula Arterial no Aramada Punta Curva Con Brida	22 FR	18cm	3/8"	3/8" x 3/8" con luer	132842	Producto estandar
Cánula Arterial no Aramada Punta Curva Con Brida	24 FR	18cm	3/8"	3/8" x 3/8" con luer	131432	Por Encargo

Código Catálogo 345978  
Rev. 02

o K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
CNPJ: 52.828.936/0001-09  
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010



**BRAILE**  
BIOMÉDICA