

# Cánula Venosa no Aramada

Transparente

Flexible



[www.braile.com.br](http://www.braile.com.br)

 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA

**Descripción:** La Cánula Venosa no Aramada está hecha a partir de PVC transparente y flexible, apropiado para aplicaciones médicas y farmacéuticas y esterilizada por Óxido de Etileno (ETO). Tiene una punta angulada, biselada, con orificio lateral, cuerpo cilíndrico y extremo distal con diseño adecuado para acople de conectores de medida estándar.

**Indicación:** La Cánula Venosa no Aramada se destina al drenaje venoso en procedimientos quirúrgicos realizados con circulación sanguínea extracorpórea.



Descripción	Diámetro	Largo	Conexión	Conector	Código
Cánula Venosa no Aramada Punta 45° 3/8"	12,8mm	30cm	3/8"	3/8" x 3/8"	301387
Cánula Venosa no Aramada Punta 45° 12Fr	3,9mm	25cm	1/4"	-	167561
Cánula Venosa no Aramada Punta 45° 13Fr	4,3mm	27cm	1/4"	-	167570
Cánula Venosa no Aramada Punta 45° 14Fr	4,6mm	28cm	1/4"	-	167589
Cánula Venosa no Aramada Punta 45° 15Fr	5,0mm	23cm	1/4"	-	167598
Cánula Venosa no Aramada Punta 45° 17Fr	5,6mm	28cm	1/4"	-	167604
Cánula Venosa no Aramada Punta 45° 20Fr	6,7mm	26cm	1/4"	-	167613
Cánula Venosa no Aramada Punta 45° 22Fr	7,3mm	32cm	1/4"	-	167622
Cánula Venosa no Aramada Punta 45° 30Fr	9,5mm	32cm	1/4"	-	310453



**Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.**

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 CNPJ: 52.828.936/0001-09  
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010  
 Registro ANVISA nº 10159030090  
 www.braile.com.br

