

Kit para Cirurgia Coronária sem CEC Midcab



www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descripción: El Kit para Cirugía Coronaria sin Circulación Extracorpórea Midcab-Kit comprende un estuche que contiene diversos ítemes desechables utilizados en las diferentes técnicas de este procedimiento quirúrgico.

Indicación: El Kit para Cirugía Coronaria sin Circulación Extracorpórea Midcab-Kit es indicado para estabilización y compresión de las coronarias para ejecución de las anastomosis.

Código

103185

Kit para Cirugía Coronaria sin CEC
Midcab - Kit

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Componentes	Cantidad(un.)
Cordón nº 000	02
Protector Mosquito 20 cm	01
Reperfusor	01
Cordón Plano 10 mm	02
Palomita	06
Extensor MM	01
Tubo de Silicona	04
Guía-Hilo	02
Cannula Vessel	03
Bulldog	02
Jelco® nº 14	01
Soplador CO ₂	01
Microrretractor de Coronaria 02	
Hilo de Silicona 2.5/5 mm	02
Hilo de Silicona 1.25/2.5 mm	01
Shunt 1.5/18 mm	01
Shunt 1.75/19 mm	01
Shunt 2.0/20 mm	01
Ocluser 150 mm	01
Ocluser 175 mm	01
Ocluser 200 mm	01



Código Catálogo 600274
Rev. 01



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030038
www.braile.com.br

BRAILE[®]
BIOMÉDICA