

# CÁNULA ARTERIAL ARAMADA



Pared Fina  
Cuerpo Transparente y Flexible  
Posición Precisa en la Arteria  
Antitorsión

**Descripción:** La Cánula Arterial Aramada es constituida a partir de policloruro de vinilo (PVC) transparente, comprendiendo una punta, cuerpo y extremo distal. La punta es suministrada en formatos recto y curvo, pudiendo tener una brida para ayudar la sujeción.

El cuerpo tiene pared flexible con refuerzo de hilo de acero inoxidable que evita torsiones al manejarlo, además de la marca para ajustarlo en la posición precisa en la arteria. El extremo distal podría tener un conector con adaptador Luer Lock para remoción de muestras y medición de la presión. Cada paquete contiene una unidad estéril y apirógena.

**Indicación:** La Cánula Arterial Aramada se destina a la canulación de las arterias al sistema de perfusión extracorpórea, facilitando el retorno de la sangre al paciente.

Descripción	Diámetro	Largo	Conexión	Conector	Código	Situación
Cánula Arterial Aramada Punta Recta con Brida	18 FR	30cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	197018	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Recta con Brida	20 FR	30cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	197027	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Recta con Brida	22 FR	30cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	197045	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Recta con Brida	24 FR	30cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	197054	Por Encargo
Cánula Arterial Aramada Punta Curva 45°	18 FR	30cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	196972	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Curva 45°	20 FR	30cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	196981	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Curva 45°	22 FR	30cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	196990	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Curva 45°	24 FR	30cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	197009	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Curva 80°	18 FR	30cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	192509	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Curva 80°	20 FR	30cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	192387	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Curva 80°	22 FR	30cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	192396	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Curva 80°	24 FR	30cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	192402	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Recta corta con Brida	08 FR	13cm	1/4"	-	155876	Por Encargo
Cánula Arterial Aramada Punta Recta corta con Brida	10 FR	13cm	1/4"	-	155885	Por Encargo
Cánula Arterial Aramada Punta Recta corta con Brida	12 FR	13cm	1/4"	-	155894	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Recta corta con Brida	14 FR	15cm	1/4"	-	155900	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Recta corta con Brida	16 FR	15cm	1/4"	-	155919	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Recta corta con Brida	18 FR	15cm	1/4"	-	155928	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Recta corta con Brida	20 FR	15cm	1/4"	-	155937	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Recta corta sin Brida	08 FR	13cm	1/4"	-	157225	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Recta corta sin Brida	10 FR	13cm	1/4"	-	157234	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Recta corta sin Brida	12 FR	13cm	1/4"	-	157243	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Recta corta sin Brida	14 FR	15cm	1/4"	-	157261	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Recta corta sin Brida	16 FR	15cm	1/4"	-	157270	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Recta corta sin Brida	18 FR	15cm	1/4"	-	157289	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada Punta Recta corta sin Brida	20 FR	15cm	1/4"	-	157298	Producto estandar

Descripción	Diámetro	Largo	Conexión	Haste-guia	Conector	Código	Situación
Cánula Arterial Aramada P. Recta Alargada	06 FR	23cm	1/4"	28cm	1/4" x 1/4" com luer	238874	Por Encargo
Cánula Arterial Aramada P. Recta Alargada	08 FR	25cm	1/4"	30cm	1/4" x 1/4" com luer	232283	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada P. Recta Alargada	10 FR	25cm	1/4"	30cm	1/4" x 1/4" com luer	232292	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada P. Recta Alargada	12 FR	25cm	1/4"	30cm	1/4" x 1/4" com luer	232308	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada P. Recta Alargada	14 FR	25cm	1/4"	30cm	1/4" x 1/4" com luer	232317	Producto estandar
Cánula Arterial Aramada P. Recta Alargada	16 FR	25cm	1/4"	30cm	1/4" x 1/4" com luer	232326	Producto estandar

Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.  
 Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 CNPJ: 52.828.936/0001-09  
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010



Código Catálogo 345969 Rev. 01