

Cánula para Cardioplegia Anterógrada



www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: Descrição: La Cánula para Cardioplegia Anterógrada comprende un tubo de PVC con línea de ventilación y regulador de flujo, aguja introductora metálica y punta con perforación lateral y brida (anillo de sutura) para ayudar en cuanto a la fijación. Un adaptador Luer Lock hembra en su extremo permite la conexión con el sistema de cardioplegia, y un conector recto de 1/4" permite el acople de la línea de remoción de burbujas (ventilación). Cada paquete contiene una unidad estéril y apirógena.

Indicación: La Cánula para Cardioplegia Anterógrada se destina a la infusión de solución cardioplégica por vía anterógrada en procedimientos con circulación sanguínea extracorpórea.

Código

182643 - Cánula para
Cardioplegia Anterógrada

Especificaciones Técnicas

Material de la Cánula	PVC
Diámetro del Cuerpo de la Cánula	12 Fr
Largo de la Cánula	20 cm
Diámetro de la Punta	9 Fr
Material de la Aguja	Aço Inox
Especificaciones de la Aguja	14 G
Adaptador de la Cánula	<i>luer lock</i> fêmea
Conector de la Línea de Ventilación	1/4"
Largo de la Línea Ventilación	10,5 cm



Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030082
www.braille.com.br