

CÁNULA VENOSA ARAMADA



Pared Fina
Cuerpo Transparente y Flexible
Inserción Fácil y Precisa
Antitorsión

Descripción: La Cánula Venosa Aramada es constituida a partir de capas sobrepuestas de resina plástica transparente y flexible a base de policloruro de vinilo (PVC). La punta podría tener la forma recta o angulada, con dos pasos de drenaje, mientras el cuerpo presenta una forma cilíndrica u oval y está reforzado por medio de un hilo de acero inoxidable en forma helicoidal (antitorsi6n); está ubicado entre las capas plásticas, sin cualquier contacto con la sangre. La punta metálica es biselada con orificio lateral. Cada paquete contiene una unidad estéril y apir6gena.

Indicaci6n: La Cánula Venosa Aramada se destina al drenaje venoso en procedimientos quirúrgicos realizados con circulaci6n sanguínea extracorp6rea.

Descripci6n	Diámetro	Largo*	Conexi6n	Conector	C6digo	Situaci6n
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta	12 FR	31 cm	1/4"	—	162274	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta	14FR	31 cm	1/4"	—	162283	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta	16 FR	31 cm	1/4"	—	162292	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta	18 FR	36 cm	3/8"	—	162308	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta	20 FR	36 cm	3/8"	—	162317	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta	22 FR	36 cm	3/8"	—	162326	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta	24 FR	36 cm	3/8"	—	162335	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta	28 FR	40 cm	3/8"	—	157076	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta	30 FR	40 cm	3/8"	—	139959	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta	32 FR	40 cm	3/8"	—	139968	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta	34 FR	40 cm	3/8"	—	139977	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta	36 FR	40 cm	1/2"	—	162344	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta 90°	12 FR	27 cm	1/4"	—	224536	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta 90°	14 FR	27 cm	1/4"	—	224545	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta 90°	16 FR	26 cm	1/4"	—	224554	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta 90°	18 FR	31 cm	3/8"	—	224563	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta 90°	20 FR	31 cm	3/8"	—	224572	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta 90°	22 FR	31 cm	3/8"	—	224581	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta 90°	24 FR	31 cm	3/8"	—	224606	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta 90°	28 FR	34 cm	3/8"	—	224624	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta 90°	30 FR	34 cm	3/8"	—	224633	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta 90°	32 FR	34 cm	3/8"	—	224642	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta 90°	34 FR	35 cm	3/8"	—	224660	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Uno Estágio Punta Recta 90°	36 FR	34 cm	1/2"	—	224679	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Dos Estágio	28/36 FR	39 cm	3/8"	—	235477	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Dos Estágio	28/36 FR	39 cm	1/2"	—	242617	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Dos Estágio	29/37 FR	38 cm	1/2"	—	242547	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Dos Estágio	29/29 FR	39 cm	1/2"	—	242556	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Dos Estágio	32/40 FR	31 cm	1/2"	—	235459	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Dos Estágio	34/46 FR	31 cm	1/2"	—	235440	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Dos Estágio	36/46 FR	31 cm	1/2"	—	235468	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Dos Estágio	36/51 FR	39cm	1/2"	—	270830	Producto Estándar
Cánula Venosa Aramada Dos Estágio	36/50 FR	45 cm	1/2"	1/2" x 1/2"	131441	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Dos Estágio	32/40 FR	31 cm	1/2"	—	242565	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Dos Estágio Oval	36/46 FR	32 cm	1/2"	—	235486	Por Encargo
Cánula Venosa Aramada Dos Estágio Oval	36/51 FR	39 cm	1/2"	—	270821	Por Encargo

C6digo Cat6logo 346643

Rev. 02

Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representa66es Ltda.
 Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
 CEP 15091-450 • S6o Jos6 do Rio Preto • SP • Brasil
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 CNPJ: 52.828.936/0001-09
 Respons6vel T6cnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010



BRAILE
 BIOMÉDICA