

# OxyPrime<sup>®</sup>


Oxigenador de Membrana



- ▶ Bajo volumen de *priming*
- ▶ Nuevo *design*
- ▶ Mas compacto
- ▶ Alto rendimiento




[www.braile.com.br](http://www.braile.com.br)

 **BRAILE<sup>®</sup>**  
BIOMÉDICA



### Especificaciones Técnicas

Material	Policarbonato
Máximo de flujo sanguíneo	7,0 l/min
Volumen total de priming	250 ml
Combiador de Gas	
Material da fibra	Polipropileno
Área efectiva de la membrana	1,95 m <sup>2</sup>
Sensor de temperatura	YSI
Conector de salida de sangre	3/8"
Conector de entrada de gas	1/4"
Conector de recirculación	luer lock
Conector de muestra arterial	luer lock
Conector de extracción de aire	luer lock
Combiador de Calor	
Material de la fibra	Poliéster
Área efectiva de la membrana	0,4 m <sup>2</sup>
Temperatura máxima da agua	42°C
Presión máxima del agua	40 PSI
Conector de entrada de sangre	3/8"
Conector de entrada/salida de agua	Hansen (1/2")



### Información Comercial

OxyPrime 7000

Código 610740

Para pedidos o má información sobre cualquiera de nuestros productos, accesorios e soluciones terapéuticas, pongase en contacto con el representante de ventas local.

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.  
 Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 CNPJ: 52.828.936/0001-09  
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010  
 Registro ANVISA nº 10159030106  
 www.braile.com.br

**BRAILE**  
 BIOMÉDICA

