

Cronómetro Digital Triple C3000

Sencillez
Precisión
Confiabilidad



El Cronómetro Digital Triple C3000 Braile Biomédica comprende tres cronómetros de alta precisión acoplados en una sola caja y que funcionan independientemente. Funciona con batería interna de 9,6 V recargable y/o conectado a la red eléctrica, facilitando el funcionamiento continuo incluso si faltara energía eléctrica en la red local; circuito microprocesado para mejor confiabilidad y abrazadera para fijación provista de 2 posiciones (vertical y horizontal). El Cronómetro se destina al registro del tiempo en las varias etapas quirúrgicas, tales como: tiempo de cirugía, tiempo de sujeción, tiempo de cardioplegia

Código

353856

Cronómetro Digital Triple C3000



Especificaciones Técnicas

Precisión	99,0% (25°C)
Capacidad de la pantalla	99:59:59 (h:m:s)
Duración de la Batería	2 horas
Alimentação	rede ou batería

Código Catálogo 205124
Rev. 01



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº
www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA