

Termômetro Clínico Digital AG-2000



www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

El Termómetro Clínico Digital AG-2000 é comprende un circuito electrónico, visor y batería de alimentación. Es indicado para medir temperaturas fisiológicas. Este termómetro obtén sus lecturas a través de sensores apropiados de Braille Biomédica.

Código

117140

Termómetro Clínico
Digital AG-2000

Especificaciones Técnicas

Alimentación	9 VDC (bateria alcalina)
Escala	0 - 70°C
Resolución	0,1°C
Precisión	± 0,4°C
Dimensiones	163x105x90mm incluyendo la hebilla
Peso	374g incluyendo la hebilla



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030029
www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA