


Catéter de Balón



www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA



Cateter Balão complacente, com perfil de 12Fr e diâmetro de insuflação de até 45mm.



| Volume (ml) | Diâmetro (mm) |
|-------------|---------------|
| 10 | 20 |
| 18 | 25 |
| 30 | 35 |
| 40 | 40 |
| 60 | 45 |

* Consulte disponibilidade de outras medidas.

Previsto para acomodar endoprótesis y oclusión temporaria de vasos.



Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I

CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil

Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040

Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040

CNPJ: 52.828.936/0001-09

Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010

Registro ANVISA nº 10159030066

www.braille.com.br

BRAILLE
BIOMÉDICA