

# SISTEMA PARA PERFUSIÓN INTRAPERITONEAL



[www.braile.com.br](http://www.braile.com.br)

 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA

**Descripción:** Realizado en material polimérico biocompatible y no tóxico, resistente a la presión, al impacto, a las variaciones de temperatura y a la acción de agentes químicos y biológicos. Comprende un depósito de almacenamiento de solución, cambiador de calor de alto rendimiento y cánulas de múltiples orificios para la infusión y drenaje.

**Indicación:** Se destina al almacenamiento, condicionamiento térmico y para administrar (vía intraperitoneal) soluciones en procedimientos de cirugía citorrreductora. El producto permite el condicionamiento térmico de la solución, infusión y drenaje intraperitoneal por medio de cánulas.

## PERFUSIÓN INTRAPERITONEAL



Depósito		Cambiador de Calor		Cánulas	
Materia prima	Polycarbonato	Materia prima	Polycarbonato	Materia prima	PVC
Volumen Máximo	3700ml	Capilares	Polycarbonato	Diámetro tubo	1/4"
Filtro	150 µm	Flujo Máximo	1,5L/min	Vía infusión	Sola
Conexões	3/8"	Temperatura Máxima	55°C	Vía Drenaje	Triple

### ACCESORIOS VENDIDOS POR SEPARADO

#### SENSOR DE TEMPERATURA

Registro ANVISA nº 10159030075



#### TUBO EXTENSOR - QMT

Registro ANVISA nº 10159030091



**Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.**

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 CNPJ: 52.828.936/0001-09  
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010  
 Registro ANVISA nº 10159030080  
 www.braile.com.br

