


DOMINUS[®]

COARCTACIÓN DE AORTA (CoA)



 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Endoprótesis metálica autoexpandible con revestimiento en poliéster de baja porosidad y estructura de Nitinol.
Para corrección endovascular de coarctación de la aorta.

**ALTA FUERZA
RADIAL**




► **Sutura**

Sutura realizada en poliéster para fijación de la estructura metálica





► **Revestimiento**

Poliéster tubular de baja porosidad



► **Nitinol (níquel y titanio)**

Aleación metálica súper elástica con memoria térmica
Gran resistencia a la corrosión y a la fatiga



A		B		C	
DIÁMETRO (MM)		LARGO (MM)		ACABADO	
18 - 20 - 22		50 mm		Free Flow - 25 mm	
18 Fr				Open Web	

* Remítase a la disponibilidad de otras dimensiones.

Código Catálogo 609928
Rev. 01 - 06/2018

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA: nº 10159030093
www.braile.com.br

