


LUMINI[®]

ENDOPRÓTESIS AUTOEXPANDIBLE



 **BRAILE[®]**
BIOMÉDICA

Sostenimiento intraluminal y aparato de liberación.
Monofilamentos de Nitinol trenzados formando rombos.
Marcadores radiopacos de oro.

Marcadores radiopacos en oro

Rombo formado al trenzar el hilo



Endoprótesis auto expandible de nitinol en el formato tubular



DIÁMETRO (mm)

28
30
32
34
36

LARGO (mm)

100
130
Perfil
16/18 Fr

* Remítase a la disponibilidad de otras dimensiones.