




# STENT PERIFÉRICO

Endoprótesis Periférica con  
Cateter Para liberación



Stent autoexpandible de Nitinol. Monofilamento de formato romboidal (diamond shape). Marcadores radiopacos de oro en las bordas distal y proximal.



Diámetro de la Prótesis (mm)	Largo de la Prótesis (mm)
18	60
20	80
22	100
	Perfil 14 Fr

\* Remítase a la disponibilidad de otras dimensiones.

Código de Catálogo 609931  
Rev. 01 - 05/2018

Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.  
 Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 CNPJ: 52.828.936/0001-09  
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010  
 Registro ANVISA nº 10159030056  
[www.braille.com.br](http://www.braille.com.br)

