



# FILTRO PARA VENA CAVA

Filtro para Vena Cava con  
Sistema Introducutor



Filtro permanente en acero inoxidable.  
 Acceso femoral o yugular decidido en el procedimiento.  
 Bajo perfil, introductor 7Fr.  
 Auto centrante, con liberación segura y controlada.  
 Alta eficiencia en el bloqueo de trombos.  
 Excelente visualización radiopaca.



Filtro insertado en el cartucho.  
 Se elige la vía para introducción el momento del procedimiento, según indicación clínica.

FILTRO CORTO	
Para vena cava inferior con diámetro variando entre 18mm y 28 mm	
DIÁMETRO DE LA CAVA (MM)	LARGO DEL FILTRO (MM)
18	56.3
20	54.1
22	52.7
24	51.6
26	50.5
28	50.1

FILTRO LARGO	
Para vena cava inferior con diámetro variando entre 28mm y 35mm	
DIÁMETRO DE LA CAVA (MM)	LARGO DEL FILTRO (MM)
28	74.1
30	72.7
32	71.5
34	70.3
35	70.0

\* Remítase a la disponibilidad de otras dimensiones.

### IMPLANTE INTRODUCIDO POR DESPLAZAMIENTO EN EL INTERIOR DE LA VAINA

