


COIL PARA EMBOLIZACIÓN





Espirales de acero inoxidable con cerdas de poliéster y marcadores raioopacos en las extremidades. Para uso con catéteres 0,035" o 0,038"

HILO (PULGADA)	LARGO (CM)	DIÁMETRO (MM)	LIBERACIÓN
0.032"	2	3	No controlada
0.032" y 0.035"	4	4	No controlada
0.032"	5	6	No controlada
0.032"	5	8	No controlada
0.032" y 0.035"	8	5	No controlada
0.032" y 0.035"	8	8	No controlada
0.032" y 0.035"	10	8	No controlada
0.032" y 0.035"	10	10	No controlada
0.032" y 0.035"	15	8	No controlada
0.032" y 0.035"	15	10	No controlada
0.032" y 0.035"	15	15	No controlada