

Injerto Arterial Tubular Orgánico Tubo Sencillo Liso




Experiencia
Calidad
Rendimiento

Descripción:

El Injerto Arterial Tubular Orgánico (Tubo Sencillo Liso) comprende el pericardio bovino tratado con glutaral de hído y conservado en formaldehído (4%). Este tratamiento facilita características adecuadas de resistencia, flexibilidad y falta de antigenicidad.

Indicación:

El Enxerto Arterial Tubular Orgânico de Pericárdio Bovino Tubo Simples Liso está indicado en la reconstrucción de aneurismas o enfermedades aneurismáticas, revascularización aorto-ilíaca, aorto bifemoral, entre otras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (mm)

Tamaño	A ± 10	ØB ± 0,5	ØC ± 0,5	Código
19	120	19	18	7476
21	120	21	20	7517
23	120	23	22	7559
25	120	25	24	8051
27	120	27	26	8064
29	120	29	28	8077
31	120	31	30	8080
33	120	33	32	8093