

Injerto Arterial Tubular Orgánico Tubo con Válvula 300 Liso



Experiencia
Calidad
Rendimiento

Descripción:

El Injerto Arterial Orgánico (Tubo con Válvula) 300 Liso comprende el pericardio bovino tratado con glutaraldehído y conservado en formaldehído (4%). Este tratamiento facilita características adecuadas de resistencia, flexibilidad y falta de antigenicidad.

Indicación:

El Injerto Arterial Tubular Orgánico (Tubo con Válvula) 300 Liso se destina a correcciones de aneurismas de la aorta ascendente con insuficiencia de válvula.



Especificaciones Técnicas (mm)

Tamaño	A ± 10	ØB ± 0,5	ØC ± 1,0	Válvula	Código
25	110	27	25	Ø25	10935
27	110	29	27	Ø27	10942
29	110	31	29	Ø29	10959
31	110	33	31	Ø31	10966
33	110	35	33	Ø33	10973

El tamaño del tubo se especifica a través del diámetro de la válvula.