

Parche de Pericardio Bovino




Experiencia
Calidad
Rendimiento

Descripción:

El Parche de Pericardio Bovino es constituido de pericardio bovino tratado previamente con glutaraldeído y conservado en formaldeído (4%). Este tratamiento facilita características adecuadas de resistencia, flexibilidad y falta de antigenicidad.

Indicación:

- Cirugía Cardiovascular: cierre de defectos intercavitarios, ampliación de la vía de salida del ventrículo derecho, alargamiento del anillo aórtico en intercambios valvulares, tratamiento de aneurismas de aorta y ventrículo izquierdo, reconstrucciones atriales y ventriculares, cirugía de Mustard, arterioplastias periféricas.
- Cirugía Torácica: cierre del coto bronquial, cierre de hernias diafragmáticas, tratamiento de defectos de la pared torácica (congénitos y traumáticos.)
- Cirugía General: tratamiento quirúrgico de hernias e eventraciones.
- Cirugía Urológica: cistoplastias, ureteroplastias.
- Neurocirugía: reemplazo de dura mater.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (cm)				
Tamaño	A ± 1	B ± 1	Espesor $\pm 0,015$	Código
11 x 6	11	6	0,035	4293
11 x 9	11	9	0,035	4248