

Parche de Pericardio Bovino Prótesis Estandarizada de Pericardio Bovino Braile - Gregori




Experiencia
Calidad
Desempeño

Descripción:

El Parche de Pericardio Bovino Prótesis Estandarizada de Pericardio Bovino Braile - Gregori es realizado en monobloque, constituido por tiras paralelas de pericardio bovino químicamente tratado, fijados en un arco superior e inferior. Eses arcos son reforzados con pericardio bovino, saturado con puntos separados, permitiendo la reducción del número de cuerdas, si fuese necesario.

Indicación:

El Parche de Pericardio Bovino Prótesis Estandarizada de Pericardio Bovino Braile - Gregori es indicado para reemplazo de cuerdas tendinosas de las válvulas aurículo-ventriculares (mitral y tricúspide).



ESPECIFICACIONE TÉCNICAS

Tamaño	A $\pm 0,5$	B $\pm 0,2$	C $\pm 0,2$	D $\pm 0,2$	Nº tiras	Código
20	20	16,3	8,7	1,5	5	231402
25	25	20,0	10,7	1,5	6	231411
30	30	23,7	12,7	1,5	7	231420
35	35	27,4	14,6	1,5	8	231439
40	40	31,0	16,6	1,5	9	248369