

Injerto Arterial Tubular Orgánico Tubo Con Válvula 200 Corrugado




Experiência
Calidad
Rendimiento

Descripción:

El Injerto Arterial Tubular Orgánico (Tubo con Válvula) 200 Corrugado comprende el pericardio bovino, moldeado en soporte especial, tratado con glutaraldehído y conservado en formaldehído (4%). Este tratamiento facilita características adecuadas de resistencia, flexibilidad y falta de antigenicidad.

Indicación:

El Injerto Arterial Tubular Orgánico (Tubo con Válvula) 200 Corrugado sirve para correcciones de varias cardiopatías, como aneurismas de aorta ascendente con o sin insuficiencia de válvula, hipoplasia congénita atrioventricular, transposición de grandes arterias, comunicación interventricular, ectasia anuloaórtica, obstrucción de la vía de salida del ventrículo izquierdo, estenosis y atresia pulmonar, entre otras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
Tamaño	A(mm) ± 10	ØB(mm) ± 0,5	ØC(mm) ± 1,0	D(mm) ± 0,5	Válvula	Código
19	120	19	17	1,7	Ø19	11611
21	120	21	19	1,7	Ø21	11628
23	120	23	21	1,7	Ø23	11635

El tamaño del tubo se especifica a través del diámetro de la válvula.