

Injerto Arterial Tubular Orgánico Tubo Con Valvulado 200 Liso



Experiencia
Calidad
Rendimiento


 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descripción:

El Injerto Arterial Orgánico (Tubo con Válvula) 200 Liso comprende el pericardio bovino tratado con glutaraldehído y conservado en formaldehído (4%). Este tratamiento facilita características adecuadas de resistencia, flexibilidad y falta de antigenicidad.

Indicación:

El Injerto Arterial Tubular Orgánico (Tubo con Válvula) 200 Liso sirve para correcciones de varias cardiopatías, como aneurismas de aorta ascendente con o sin insuficiencia de válvula, hiploplasia congénita atrioventricular, transposición de grandes arterias, comunicación interventricular, ectasia anuloaórtica, obstrucción de la vía de salida del ventrículo izquierdo, estenosis y atresia pulmonar, entre otras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (mm)						
Tamaño	A(mm) ± 10	ØB(mm) ± 0,5	ØC(mm) ± 1,0	D(mm) ± 0,5	Válvula	Código
19	170	19	18	1,7	Ø19	10997
21	170	21	20	1,7	Ø21	11006
23	170	23	22	1,7	Ø23	11013

El tamaño del tubo se especifica a través del diámetro de la válvula.