


Injerto Arterial Tubular Orgánico Tubo Con Válvula 300 Corrugado




Experiencia
Calidad
Rendimiento

Descripción:

El Injerto Arterial Orgánico (Tubo con Válvula) 300 Corrugado comprende el pericardio bovino, moldeado en soporte especial, tratado con glutaraldehído y conservado en formaldehído (4%). Este tratamiento facilita características adecuadas de resistencia, flexibilidad y falta de antigenicidad.

Indicación:

El Injerto Arterial Tubular Orgánico (Tubo con Válvula) 300 Corrugado se destina a correcciones de aneurismas de la aorta ascendente con insuficiencia de válvula.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (mm)**

Tamaño	A ± 10	ØB ± 0,5	ØC ± 1,0	D ± 0,5	Válvula	Código
25	120	27	25	1,7	Ø25	11556
27	120	29	27	1,7	Ø27	11563
29	120	31	29	1,7	Ø29	11570
31	120	33	31	1,7	Ø31	11587
33	120	35	33	1,7	Ø33	11594

El tamaño del tubo se especifica a través del diámetro de la válvula.