

# Injerto Arterial Tubular Orgánico Tubo Sencillo Corrugado




Experiencia  
Calidad  
Rendimiento

### Descripción:

El Injerto Arterial Tubular Orgánico (Tubo Sencillo Corrugado) comprende el pericardio bovino, moldeado en soporte especial, tratado con glutaraldeído y conservado en formaldeído (4%). Este tratamiento facilita características adecuadas de resistencia, flexibilidad y falta de antigenicidad.

### Indicación:

El Injerto Arterial Tubular Orgánico de Pericardio Bovino (Tubo Sencillo Corrugado) se destina a la reconstrucción de aneurismas o enfermedades aneurismáticas, revascularización aorto-ilíaca, aorto bifemoral, entre otras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (mm)					
Tamaño	A ± 10	ØB ± 0,5	ØC ± 0,5	D ± 0,5	Código
19	120	19	17	1,7	6932
21	120	21	19	1,7	6990
23	120	23	21	1,7	7025
25	120	25	23	1,7	7067
27	120	27	25	1,7	7096
29	120	29	27	1,7	7140
31	120	31	29	1,7	7153
33	120	33	31	1,7	7210