



INOVARE®

PRÓTESIS DE VÁLVULA BIOLÓGICA



- Gala DF, Breda JR, Ferreira CBND, Souza JAM, Buffolo E, Palma JH. Inter J Cardiol. 2013;164:e32-4.
- Gaia DF, Palma JH, Souza JAM, Ferreira CBND, Macedo MT, Gimenes MV, Buffolo E. Inter J Cardiol. 2012;154:e6-7.
- Gaia DF, Palma JH, Ferreira CBND, Souza JAM, Gimenes MV, Macedo MT et al. Rev Bras Cir Cardiovasc. 2011;26(3):338-47.
- Vaijyanath P et al. Indian J Thorac Cardiovasc Surg. 2011;27(2):99-102.
- Gaia DF, Palma JH, Ferreira CBND, Souza JAM, Agreli G, Guilhen JCS et al. Rev Bras Cir Cardiovasc. 2010; 25(3):293-302.


Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone #55 17 2136 7000 • Fax #55 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030095
www.braille.com.br



BRAILE
BIOMÉDICA

BRAILE
BIOMÉDICA

Este producto está previsto para pacientes que presentan alto riesgo quirúrgico al cambiar la válvula estándar.



SUJETADOR

Acceso Vía Transapical

- ▶ Para el tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo de estenosis aórtica calcificante en válvula nativa.
- ▶ Para el tratamiento valve-in-valve de bioprótesis aórtica o mitral disfuncional

El Kit contiene:

- 01 Válvula transcáteter
- 01 Introducitor
- 01 Balón para Dilatación Previa
- 01 Balón para Liberación




Acceso Vía Transaórticas | Procedimiento con CEC

- ▶ Para el tratamiento quirúrgico de estenosis aórtica calcificante en válvula nativa.
- ▶ Para tratamiento de disfunción de bioprótesis aórtica

El kit contiene:

- 01 Válvula transcáteter
- 01 Kit de Medidores
- 01 Balón para Dilatación Previa
- 01 Balón para Liberación



Acceso Vía Transaórtica | Procedimiento sin CEC

- ▶ Para el tratamiento quirúrgico de estenosis aórtica calcificante en válvula nativa.
- ▶ Para tratamiento de disfunción de bioprótesis aórtica

El kit contiene:

- 01 Válvula transcáteter
- 01 Introducitor
- 01 Balón para Dilatación Previa
- 01 Balón para Liberación

