

Sistema de Drenaje Mediastínico



www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descripción: El sistema de Drenaje Mediastínico comprende un depósito fradado con tapa, línea de drenaje, línea de vacío y catéter. Hecho em PVC rígido y transparente, con diferentes capacidades de volumen: 2000, 1000, 500 o 200 ml, también contiene tubo de Mariott interno, regulador de feujoy y el cable de unión.

El aire y los fluidos corpóreos se retiran del paciente através del catéter de multiples perforada y la línea de drenaje, depositando dentro del frasco.

Indicación: El sistema de drenaje Mediastínico es indiado para remoción de aire y líquidos que pueden acumular después de actos quirúrgicos o determinadas situaciones clinicas como hemotórax, neumotórax y empiema.

Especificaciones Técnicas

Depósito del Sistema para drenaje del Mediastino

Materia-prima deposito	PVC
Materia-prima línea de drenaje	PVC
Materia-prima línea de vacío	PVC
Materia-prima tubo Mariott interno	Polietileno
Materia-prima conectores	Policarbonato
Volumen de depósito	200, 500, 1000 e 2000

Cateter de el Sistema para Drenaje Mediastínico

Diámetro de cateter	20 a 38 Fr
Materia-prima	PVC

Código

- 48237
Sistema de Drenaje Mediastínico- 2000/32
- 38797
Sistema de Drenaje Mediastínico- Adulto 2000/36
- 62550
Sistema de Drenaje Mediastínico - Infantil 2000/26
- 101994
Sistema de Drenaje Mediastínico - Infantil 1000/26
- 21223
Sistema de Drenaje Mediastínico- Adulto 1000/38
- 34454
Sistema de Drenaje Mediastínico - Adulto 1000/38 SPB
- 117858
Sistema de Drenaje Mediastínico - Adulto 2000/38 PA
- 40527
Sistema de Drenaje Mediastínico- Adulto 2000/36 CIR
- 62567
Sistema de Drenaje Mediastínico - Adulto 2000/38
- 110529
Sistema de Drenaje Mediastínico - Infantil 200/2026
- 108384
Sistema de Drenaje Mediastínico- Infantil 500/20
- 38340
Reductor de presión 2000 ML



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030083
www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA