


# Mezclador de Gases MGB-1

Sencillez  
Precisión  
Confiabilidad



[www.braile.com.br](http://www.braile.com.br)

 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA

**Descrição:** El Mezclador de Gases MGB-1 es un dispositivo que permite el control preciso de la mezcla de aire comprimido y oxígeno medicinales, permitiendo ajustes de la concentración de 21 a 100%.

**Indicación:** El Mezclador de Gases MGB-1 es indicado para el uso con oxigenadores de membrana en procedimientos quirúrgicos con circulación extracorpórea.

Código

44561  
Mezclador de Gases MGB-1



## Especificações Técnicas

Conector de ar (padrão) macho	3/4" - 16 fpp
Conector de Oxigênio (padrão) macho	9/16" - 18 fpp
Largura	30 cm
Comprimento	15 cm
Altura	18 cm
Peso	1,2 kg
Pressão de alimentação de Oxigênio	50 psi (345 kPa)
Pressão de alimentação de ar comprimido	50 psi (345 kPa)
Concentração	21 a 100%
Precisão	5% para fluxo entre 0 e 81/min

## Accesorios

Fluxômetro Conexão 1/4 1 a 7 L/min
Mangueira ar comprimido Comprimento 5m (±0,1m)
Mangueira oxigênio Comprimento 5m (±0,1m)



### Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
CNPJ: 52.828.936/0001-09  
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010  
Registro ANVISA nº 10159030046  
www.braile.com.br

**BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA