

# Sensor de Temperatura



[www.braile.com.br](http://www.braile.com.br)

 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA

Los sensores de temperatura son cables termoplásticos blindados internamente, con conector de cinco vías de terminales dorados y pastilla del tipo PT-100, de tamaño reducido, proporcionando mayor velocidad en las mediciones.

## Especificaciones Técnicas

Escala	0 - 70°C
Conexión	Redel 5 Vias
Largo	± 0,4°C
Precisión	3m
Esterilizado en Óxido de Etileno	

Código

117168

Sensor de Temperatura



### Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
CNPJ: 52.828.936/0001-09  
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010  
Registro ANVISA nº 10159030075  
[www.braille.com.br](http://www.braille.com.br)