

Endoprótesis Quirúrgico


Endoprótesis Autoexpandible Stent-Graft Quirúrgico



Endoprótesis metálica autoexpandible con revestimiento en poliéster de baja porosidad y estructura de Nitinol.
 Para procedimientos con paro circulatorio (CEC).
 Catéter de liberación corto para manejo fácil en el campo quirúrgico.



Sutura ◀

Sutura realizada en poliéster para fijación de la estructura metálica.



Revestimiento ◀

Poliéster tubular de baja porosidad



A	B
Diámetro 26, 28, 30, 32 e 34 mm	Largo 75 - 115 - 150 mm

***Remítase a la disponibilidad de otras dimensiones.**