


CATÉTER DE BALÓN





Catéter de Balón complaciente, con perfil de 12Fr y diámetro de insuflación de hasta 45mm.



VOLUME (ml)	DIÁMETRO (mm)
10	20
18	25
30	35
40	40
60	45

* Consulte disponibilidad de otras medidas.

Indicado para alojamiento de endoprótesis y oclusión temporal de vasos.



Código de Catálogo 600334
Rev. 02

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030066
www.braile.com.br

BRAILE
BIOMÉDICA