


COIL PARA EMBOLIZACIÓN





Espirales de acero inoxidable con cerdas de poliéster y marcadores raioopacos en las extremidades. Para uso con catéteres 0,035" o 0,038"

| HILO (PULGADA) | LARGO (CM) | DIÁMETRO (MM) | LIBERACIÓN |
|-----------------|------------|---------------|---------------|
| 0.032" | 2 | 3 | No controlada |
| 0.032" y 0.035" | 4 | 4 | No controlada |
| 0.032" | 5 | 6 | No controlada |
| 0.032" | 5 | 8 | No controlada |
| 0.032" y 0.035" | 8 | 5 | No controlada |
| 0.032" y 0.035" | 8 | 8 | No controlada |
| 0.032" y 0.035" | 10 | 8 | No controlada |
| 0.032" y 0.035" | 10 | 10 | No controlada |
| 0.032" y 0.035" | 15 | 8 | No controlada |
| 0.032" y 0.035" | 15 | 10 | No controlada |
| 0.032" y 0.035" | 15 | 15 | No controlada |