

CONJUNTO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA



Descripción: El Conjunto de Tubos para Circulación Extracorpórea comprende kits de tubos en policloruro de vinilo (PVC), conectores y accesorios hechos de materiales de grado médico, no tóxicos y biocompatibles.

Indicación: El Conjunto de Tubos para Circulación Extracorpórea se destina al transporte de solución fisiológica, sangre, agua y gases durante los procedimientos de circulación extracorpórea en cirugías cardíacas.



Código Catálogo: 6002B8
Rev. 04

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
Código Postal 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Teléfono # (55) 17 2136 7000 • Fax # (55) 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936-0001-09
Técnico Responsable: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro Anvisa nº 10159030040
www.braille.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA