

# ORIFICIO DE ASPIRACIÓN



**Descripción:** El Orificio de Aspiración comprende una punta acoplada en una extensión flexible, y un adaptador de vacío en el extremo opuesto. Todos los componentes están hechos a partir de materiales apropiados para aplicaciones médicas y farmacéuticas. El producto funciona conectado en una fuente de vacío, resultando en un efecto de aspiración que permite la aspiración y drenaje de fluidos a través de la punta.

**Indicación:** El Orificio de Aspiración se destina al drenaje de fluidos (sangre, secreciones o soluciones) a través de aspiración durante los procedimientos quirúrgicos.

## Especificaciones Técnicas

	<b>AD 300</b>
Material del Tubo	PVC
Largo del Tubo	300 cm
Material de la Punta	PVC
Material del Adaptador de Vacío	Silicona

\* Ver la imagen


## Código

**11037**

Orificio de Aspiración - AD 300

**AD 300**

7,45mm



10,86mm