

KIT CÁNULAS CEC



Descripción: El Kit de Cánulas CEC comprende un conjunto de cánulas realizadas en policloruro de vinilo (PVC) extruido, transparente y flexible, dispuestas sobre un estuche (soporte) plástico.

Indicación: El Kit de Cánulas CEC es indicado a la canulación en procedimientos quirúrgicos realizados con circulación sanguínea extracorpórea.

Especificaciones Técnicas

Modelo: ADULTO I - Código 3829			
Cánulas	Diámetro [pulgadas]	Largo [cm]	Cantidad [units]
Drenaje 3/8"	3/8"	30,0 cm	2
Drenaje 3/8" (two section)	3/8"	32,0 cm	1
Aspiración 1/4"	1/4"	37,0 cm	1
Accesorios			
Cánula Conductora	3/8"	19,0 cm	1
Cánula Conductora	1/4"	19,0 cm	1
Conector Reto	1/4"x1/4"	-	1
Cardón Plano	-	140 cm	1
Protector de Pinza (De Bakey)	-	2 cm	4
Protector de Pinza (Kelly/Halsted)	-	1 cm	10
Tapón Humel	-	-	5
Guía-hilo Plástico	-	-	5
Cordón	-	120 cm	3
Guía-hilo Metálico	-	-	3
Conector Doble Luer Macho	-	-	3

Modelo: ADULTO II - Código 242352			
Cánulas	Diámetro [pulgadas]	Largo [cm]	Cantidad [units]
Drenaje 3/8"	3/8"	30,0 cm	2
Drainage 3/8" (duplo estágio)	3/8"	32,0 cm	1
Aspiración 1/4"	1/4"	37,0 cm	1
Accesorios			
Conector Reto	1/4"x1/4"	-	1
Aguja	-	-	1
Jelco	14 G	-	1
Cardón Plano	-	80 cm	4
Protector de Pinza (De Bakey)	-	2 cm	10
Protector de Pinza (Kelly/Halsted)	-	1 cm	10
Tapón Humel	-	-	5
Guía-hilo Plástico	-	-	5
Cordón	-	80 cm	6
Guía-hilo Metálico	-	-	3
Conector Doble Luer Macho	-	-	4
Reperfusor	-	-	1
Conector Y	1/2"x3/8"x3/8"	-	1
Bolas de Preparación (pipocas)	-	-	10

Model: PEDIATRIC - Code 136826			
Cánulas	Diámetro [pulgadas]	Largo [cm]	Cantidad [units]
Drenaje 1/4"	1/4"	34,0 cm	2
Aspiración 1/4"	1/4"	37,0 cm	1
Accesorios			
Conector Reto	1/4"x1/4"	-	1
Cánula Conductora	1/4"	19,0 cm	1
Orificio Multiperforado	1/4"	34,0 cm	1
Cardón Plano	-	130 cm	1
Protector de Pinza (De Bakey)	-	2 cm	4
Protector de Pinza (Kelly/Halsted)	-	1 cm	10
Tapón Humel	-	-	5
Guía-hilo Plástico	-	-	5
Cordón	-	120 cm	3
Conector Doble Luer Macho	-	-	3

Model: INFANTILE - Code 3803			
Cánulas	Diámetro [pulgadas]	Largo [cm]	Cantidad [units]
Drenaje 3/16"	3/16"	34,0 cm	2
Aspiración 1/4"	1/4"	37,0 cm	1
Accesorios			
Conector Reto	1/4"x1/4"	-	1
Cánula Conductora	1/4"	19,0 cm	1
Cardón Plano	-	80 cm	1
Protector de Pinza(De Bakey)	-	2 cm	4
Protector de Pinza (Kelly/Halsted)	-	1 cm	10
Tapón Humel	-	-	5
Guía-hilo Plástico	-	-	5
Cordón	-	120 cm	3
Orificio Multiperforado	1/4"	34,0 cm	1
Conector Doble Luer Macho	-	-	3

Model: NEONATO - Codes: 10Fr = 136817 12Fr = 184180 14Fr = 184199			
Cánulas	Diámetro [pulgadas]	Largo [cm]	Cantidad [units]
Drenaje 3/16"	3/16"	23,5 cm	3
Aspiración 3/16"	3/16"	27,0 cm	1
Accesorios			
Cánula Arterial	10, 12 ou 14 Fr	-	1
Orificio Multiperforado	1/8"	30,0 cm	1
Conector Reto	3/16"x1/4"	-	2
Protector de Pinza (Kelly/Halsted)	-	1 cm	10
Tapón Humel	-	-	5
Guía-hilo Metálico	-	-	1
Tubo de Silicona	-	10 cm	5
Jelco	14 G	-	1
Jelco	16 G	-	1
Cordón	-	50 cm	5