

DOMINUS[®]


CON INDICACIÓN DE
COARCTACIÓN DE AORTA (CoA)



Descripción: Endoprótesis metálica autoexpandible con revestimiento en poliéster de baja porosidad y estructura de Nitinol.

Indicación: Para corrección endovascular de coarctación de la aorta.

ALTA FUERZA RADIAL



Nitinol (níquel y titanio)

Aleación metálica súper elástica con memoria térmica
Gran resistencia a la corrosión y a la fatiga



Sutura

Sutura realizada en poliéster para fijación de la estructura metálica



Revestimiento


Poliéster tubular de baja porosidad

Marcas Radiopaques


Mayor precisión de posicionamiento



Perfil del sistema de entrega: 18 Fr



Códigos	Modelos
607476	ENDOPROTESE S.G. DOMINUS 18/50 - 18FR
607478	ENDOPROTESE S.G. DOMINUS 20/50 - 18FR
607480	ENDOPROTESE S.G. DOMINUS 22/50 - 18FR
611663	ENDOPROTESE S.G. DOMINUS 22/50 (FF25) - 18FR
611664	ENDOPROTESE S.G. DOMINUS 18/50 (FF25) - 18FR
611665	ENDOPROTESE S.G. DOMINUS 20/50 (FF25) - 18FR



A	B	C
Díámetro (mm)	Largo (mm)	Acabado Proximal
18 - 20 - 22	50	Free Flow (25mm)
18 - 20 - 22	50	Open Web

*Remítase a la disponibilidad de otras dimensiones.