

# ANEL PARA ANULOPLASTIA VALVAR RÍGIDO - BRAILE



Experiência

Qualidade

Performance


 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA

### Descrição:

O Anel para Anuloplastia Valvar Rígido - Braile é constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone e revestido com poliéster.

### Indicação:

O Anel para Anuloplastia Valvar Rígido - Braile é utilizado para plástica mitral na cirurgia reconstrutiva da valva mitral, cujo o objetivo é, recolocar em posição anatômica natural a valva mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de pregueamento.



### Especificações Técnicas

Tamanho	A(mm) ± 0,5 (mm)	B(mm) ± 0,5 (mm)	C(mm) ± 0,5 (mm)	D(mm) ± 0,5 (mm)	Área de Orifício (cm <sup>2</sup> ) <sup>± 20</sup>	Código
24	28,3	23,1	24	21,2	308	2088
26	30,3	25,1	26	23,2	379	2091
28	32,3	27,1	28	25,2	456	2103
30	34,3	29,1	30	27,2	539	2116
32	36,3	31,1	32	29,2	629	2129
34	38,3	33,1	34	31,2	725	2132
36	40,3	35,1	36	33,2	826	2145
38	42,3	37,1	38	35,2	938	102915