

Cânula para Cardioplegia Anterógrada



www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: A Cânula para Cardioplegia Anterógrada é constituída por um tubo de PVC com linha de *vent* e regulador de fluxo, agulha introdutora metálica e ponteira com furação lateral e flange (anel de sutura) para auxílio na fixação. Um adaptador *luer lock* fêmea na sua extremidade possibilita a conexão com o sistema de cardioplegia, e um conector reto de 1/4" o acoplamento da linha de retirada de bolhas (*vent*).

Cada embalagem contém uma unidade estéril e apirogênica.

Indicação: A Cânula para Cardioplegia Anterógrada é indicada para infusão de solução cardioplégica por via anterógrada em procedimentos com circulação sanguínea extracorpórea.

Código

182643 - Cânula para
Cardioplegia Anterógrada

Especificações Técnicas

Material da Cânula	PVC
Diâmetro do Corpo da Cânula	12 Fr
Comprimento da Cânula	20 cm
Diâmetro da Ponteira	9 Fr
Material da Agulha	Aço Inox
Especificações da Agulha	14 G
Adaptador da Cânula	<i>luer lock</i> fêmea
Conector da Linha de <i>Vent</i>	1/4"
Comprimento da Linha <i>Vent</i>	10,5 cm



Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030082
www.braille.com.br