

# CÂNULA VENOSA ARAMADA



Parede Fina  
Corpo Transparente e Flexível  
Inserção Fácil e Precisa  
Resistente à Dobras

**Descrição:** A Cãnula Venosa Aramada é confeccionada com camadas sobrepostas de resina plástica transparente e flexível a base de policloreto de vinila (PVC). A ponteira pode ter formato reto ou angulado, com um ou dois estágios de drenagem, enquanto o corpo apresenta formato cilíndrico ou oval e é reforçado por um fio de aço inoxidável em formato helicoidal (anti dobras), posicionado entre as camadas plásticas, sem contato com o sangue. A ponteira metálica possui formato de bisel com orifício lateral.

Cada embalagem contém uma unidade estéril e apirogênica.

**Indicação:** A Cãnula Venosa Aramada é indicada para promover a drenagem venosa em procedimentos cirúrgicos realizados com circulação sanguínea extracorpórea.

Descrição	Diâmetro	Comprimento*	Conexão	Conector	Código
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Reta	12 FR	31 cm	1/4"	—	162274
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Reta	14FR	31 cm	1/4"	—	162283
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Reta	16 FR	31 cm	1/4"	—	162292
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Reta	18 FR	36 cm	3/8"	—	162308
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Reta	20 FR	36 cm	3/8"	—	162317
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Reta	22 FR	36 cm	3/8"	—	162326
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Reta	24 FR	36 cm	3/8"	—	162335
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Reta	28 FR	40 cm	3/8"	—	157076
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Reta	30 FR	40 cm	3/8"	—	139959
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Reta	32 FR	40 cm	3/8"	—	139968
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Reta	34 FR	40 cm	3/8"	—	139977
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Reta	36 FR	40 cm	1/2"	—	162344
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta 90°	28 FR	34 cm	3/8"	—	224624
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta 90°	32 FR	34 cm	3/8"	—	224642
Cãnula Venosa Aramada Duplo Estágio	32/40 FR	31 cm	1/2"	—	235459
Cãnula Venosa Aramada Duplo Estágio	34/46 FR	31 cm	1/2"	—	235440
Cãnula Venosa Aramada Duplo Estágio	36/46 FR	31 cm	1/2"	—	235468
Cãnula Venosa Aramada Duplo Estágio	36/51 FR	39 cm	1/2"	—	270830
Cãnula Venosa Aramada Duplo Estágio Oval	36/46 FR	32 cm	1/2"	—	235486
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Metálica	12 FR	39 cm	1/4"	1/4" x 1/4"	139995
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Metálica	14FR	39 cm	1/4"	1/4" x 1/4"	140003
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Metálica	16 FR	39 cm	1/4"	1/4" x 1/4"	140012
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Metálica	18 FR	39 cm	1/4"	1/4" x 1/4"	140021
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Metálica	20 FR	39 cm	1/4"	1/4" x 1/4"	140030
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Metálica	22 FR	39 cm	3/8"	3/8" x 3/8"	138239
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Metálica	24 FR	39 cm	3/8"	3/8" x 3/8"	138248
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Metálica	28 FR	39 cm	3/8"	3/8" x 3/8"	140085
Cãnula Venosa Aramada Único Estágio Ponta Metálica	31 FR	39 cm	3/8"	3/8" x 3/8"	140094