


CONJUNTO DE TUBOS PARA CEC



Descrição: O Conjunto de Tubos para Circulação Extracorpórea é composto por jogos de tubos de policloreto de vinila (PVC), conectores e acessórios constituídos por materiais de grau médico, atóxicos e biocompatíveis.

Indicação: O Conjunto de Tubos para Circulação Extracorpórea é destinado para transporte de solução fisiológica, sangue, água e gases durante procedimentos de circulação extracorpórea em cirurgias cardíacas.



Código Catálogo 325545
Rev. 02

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936-0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro Anvisa nº 10159030040
www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA