

CONJUNTO DE TUBOS PARA ECMO



Descrição: Os Conjuntos de Tubos para ECMO com BRCoating são indicados para procedimentos de longa duração como suporte pulmonar e / ou cardíaco. Os tubos são bandejas pré-montadas, confeccionadas em cloreto de polivinila (PVC), conectores e acessórios, materiais atóxicos e biocompatíveis e possuem o tratamento de revestimento BRCoating.



BRCoating®

- diminuir a interação entre o sangue e o circuito
- livre de substância de origem animal
 - feito com albumina sintética

	Código	Modelo	Linha Venosa	Linha Arterial	Linha Centrífuga
Conjunto de tubos para ECMO adulto com BRCoating®	616173	Adult	3/8"	3/8"	3/8"
Conjunto de tubos para ECMO infantil com BRCoating®	616351	Infant	1/4"	1/4"	1/4"
Conjunto de tubos para ECMO neonato com BRCoating®	616352	Newborn	3/16"	3/16"	3/16"

Código Catálogo: 619352
Rev. 00 - Nov/2021

Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarrá I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936-0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro Anvisa nº 10159039001
www.braille.com.br

BRAILE
BIOMÉDICA