

DRENO DE SUCÇÃO



Descrição: O Dreno de Sucção é composto por uma ponteira acoplada a uma extensão flexível, e um adaptador de vácuo na extremidade oposta. Todos os componentes são confeccionados com materiais apropriados para aplicações médico-farmacêuticas. O produto funciona conectado a uma fonte de vácuo, resultando em um efeito de sucção que possibilita a aspiração e drenagem de fluidos através da ponteira.

Indicação: O Dreno de Sucção é indicado para drenagem de fluidos (sangue, secreções ou soluções) por aspiração durante procedimentos cirúrgicos.

Especificações Técnicas

	AD 300
Material do Tubo	PVC
Comprimento do Tubo	300 cm
Material da ponteira	PVC
Material do adaptador de vácuo	Silicone

* Ver imagem

Código

11037

Dreno de Sucção - AD 300

AD 300

