




1 Extensão Aórtica	2 Corpo Principal	3 Extensão Iliaca	4 Cuff Distal	5 Aorto-Iliaco	6 Oclisor
Diâmetro 24 a 36 mm	Diâmetro Proximal 24 a 36 mm	Diâmetro Proximal 14 mm	Diâmetro Proximal 12 a 22 mm	Diâmetro Proximal 24 a 36 mm	Diâmetro 14 a 22 mm
	Diâmetro Distal 14 mm	Diâmetro Distal 12 - 14 - 16 - 18 20 - 22 mm	Diâmetro Distal 12 a 22 mm	Diâmetro Distal 14 mm	
Comprimento 40 mm	Comprimento A 80 e 155 mm	Comprimento 40 - 60 - 80 - 100 120 - 140 mm	Comprimento 40 mm	Comprimento 90 e 150 mm	Comprimento 20 mm
Free Flow 20mm	Free Flow 20mm			Free Flow 20mm	
Perfil 18 - 20Fr	Perfil 18 e 20Fr	Perfil 16Fr	Perfil 16Fr	Perfil 18 e 20Fr	Perfil 16Fr

Endoprótese Stent-Graft Dominus
Registro ANVISA nº 10159030093

***Consulte disponibilidade para customização.**

LINUS®
ENDOPRÓTESE
STENT-GRAFT




Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone #55 17 2136 7000 • Fax #55 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030096
www.braile.com.br





BAIXO PERFIL
18 -20Fr

Endoprótese metálica autoexpansível, revestida de poliéster com estrutura de Nitinol. Fixação por Força Radial.



▶ **Cateter Balão**
Complacente para acomodação da endoprótese 12Fr/45mm
Fornecido separadamente

Oversize recomendado de 15 a 20% sobre diâmetro do colo de fixação.