

KIT CÂNULAS CEC



Descrição: O Kit Cânulas CEC é constituído de um conjunto de cânulas fabricadas em policloreto de vinila (PVC) extrudado, transparente e flexível, dispostas sobre um estojo (suporte) plástico.

Indicação: O Kit Cânulas CEC é indicado para promover a canulação em procedimentos cirúrgicos realizados com circulação sanguínea extracorpórea.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: ADULTO I - Código 3829			
Cânulas	Diâmetro [polegadas]	Comprimento [cm]	Quantidade [unidades]
Drenagem 3/8"	3/8"	30,0 cm	2
Drenagem 3/8" (duplo estágio)	3/8"	32,0 cm	1
Sucção 1/4"	1/4"	37,0 cm	1
Acessórios			
Cânula condutora	3/8"	19,0 cm	1
Cânula condutora	1/4"	19,0 cm	1
Conector reto	1/4"x1/4"	-	1
Cadarço chato	-	140 cm	1
Protetor de pinça (De Bakey)	-	2 cm	4
Protetor de pinça Kelly/Halsted (mosquito)	-	1 cm	10
Tampão Humel	-	-	5
Passa fio plástico	-	-	5
Cordonê	-	120 cm	3
Passa fio metálico	-	-	3
Conector duplo luer macho	-	-	3

Modelo: ADULTO II - Código 242352			
Cânulas	Diâmetro [polegadas]	Comprimento [cm]	Quantidade [unidades]
Drenagem 3/8"	3/8"	30,0 cm	2
Drenagem 3/8" (duplo estágio)	3/8"	32,0 cm	1
Sucção 1/4"	1/4"	37,0 cm	1
Acessórios			
Conector reto	1/4"x1/4"	-	1
Aguilha	-	-	1
Jelco	14 G	-	1
Cadarço chato	-	80 cm	4
Protetor de pinça (De Bakey)	-	2 cm	10
Protetor de pinça Kelly/Halsted (mosquito)	-	1 cm	10
Tampão Humel	-	-	5
Passa fio plástico	-	-	5
Cordonê	-	80 cm	6
Passa fio metálico	-	-	3
Conector duplo luer macho	-	-	4
Reperfusor	-	-	1
Conector Y	1/2"x3/8"x3/8"	-	1
Bolas de preparação (pipocas)	-	-	10

Modelo: PEDIÁTRICO - Código 136826			
Cânulas	Diâmetro [polegadas]	Comprimento [cm]	Quantidade [unidades]
Drenagem 1/4"	1/4"	34,0 cm	2
Sucção 1/4"	1/4"	37,0 cm	1
Acessórios			
Conector reto	1/4"x1/4"	-	1
Cânula condutora	1/4"	19,0 cm	1
Dreno multiperfurado	1/4"	34,0 cm	1
Cadarço chato	-	130 cm	1
Protetor de pinça (De Bakey)	-	2 cm	4
Protetor de pinça Kelly/Halsted (mosquito)	-	1 cm	10
Tampão Humel	-	-	5
Passa fio plástico	-	-	5
Cordonê	-	120 cm	3
Conector duplo luer macho	-	-	3

Modelo: INFANTIL - Código 3803			
Cânulas	Diâmetro [polegadas]	Comprimento [cm]	Quantidade [unidades]
Drenagem 3/16"	3/16"	34,0 cm	2
Sucção 1/4"	1/4"	37,0 cm	1
Acessórios			
Conector reto	1/4"x1/4"	-	1
Cânula condutora	1/4"	19,0 cm	1
Cadarço chato	-	80 cm	1
Protetor de pinça (De Bakey)	-	2 cm	4
Protetor de pinça Kelly/Halsted (mosquito)	-	1 cm	10
Tampão Humel	-	-	5
Passa fio plástico	-	-	5
Cordonê	-	120 cm	3
Dreno multiperfurado	1/4"	34,0 cm	1
Conector duplo luer macho	-	-	3

Modelo: NEONATO - Códigos: 10Fr = 136817 12Fr = 184180 14Fr = 184199			
Cânulas	Diâmetro [polegadas]	Comprimento [cm]	Quantidade [unidades]
Drenagem 3/16"	3/16"	23,5 cm	3
Sucção 3/16"	3/16"	27,0 cm	1
Acessórios			
Cânula arterial	10, 12 ou 14 Fr	-	1
Dreno multiperfurado	1/8"	30,0 cm	1
Conector reto	3/16"x1/4"	-	2
Protetor de pinça Kelly/Halsted (mosquito)	-	1 cm	10
Tampão Humel	-	-	5
Passa fio metálico	-	-	1
Tubo de silicone	-	10 cm	5
Jelco	14 G	-	1
Jelco	16 G	-	1
Cordonê	-	50 cm	5

Código Catálogo 325509
Rev. 03

Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarrá I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936-0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro Anvisa nº 10159030089
www.braille.com.br

 **BRAILLE**[®]
BIOMÉDICA