


# MISTURADOR DE GASES MGB-1



Simplicidade  
Acuracidade  
Confiabilidade

 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA


**Descrição:** O Misturador de Gases MGB-1 é um dispositivo que permite o controle preciso da mistura de ar comprimido e oxigênio medicinais, permitindo ajustes da concentração de 21 a 100%.

**Indicação:** O Misturador de Gases MGB-1 é indicado para o uso com oxigenadores de membrana em procedimentos cirúrgicos com circulação extracorpórea.

Código

44561

Misturador de Gases MGB-1



#### Especificações Técnicas

Conector de ar (padrão) macho	3/4" - 16 fpp
Conector de Oxigênio (padrão) macho	9/16" - 18 fpp
Largura	30 cm
Comprimento	15 cm
Altura	18 cm
Peso	1,2 kg
Pressão de alimentação de Oxigênio	50 psi (345 kPa)
Pressão de alimentação de ar comprimido	50 psi (345 kPa)
Concentração	21 a 100%
Precisão	5% para o fluxo entre 0 e 8L/min

#### Acessórios

Fluxômetro
Conexão 1/4
1 a 7 L/min
Mangueira ar comprimido
Comprimento 5m (±0,1m)
Mangueira oxigênio
Comprimento 5m (±0,1m)