


# PATCH DE PERICÁRDIO BOVINO MONOCÚSPIDE



Experiência  
Qualidade  
Performance

**Descrição:** O Patch de Pericárdio Bovino Monocúspide é constituído de pericárdio bovino com cúspide de pericárdio bovino, tratado com glutaraldeído e preservado em formaldeído a 4%. Este tratamento confere-lhe características adequadas de resistência, flexibilidade e ausência de antigenicidade.

**Indicação:** O Patch de Pericárdio Bovino Monocúspide é utilizado para reconstrução da via de saída do ventrículo direito e artéria pulmonar.



#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho	A	B	ØC	Código
7	110	60	7	149000
9	110	60	9	144120
11	110	60	11	144139
13	110	60	13	144148
15	110	60	15	144157
17	110	60	17	144166
19	110	60	19	30049
21	110	60	21	30056