


PATCH DE PERICÁRDIO BOVINO PLEDGES



Experiência
Qualidade
Performance

Descrição: O Patch de Pericárdio Bovino Pledges é constituído de pericárdio bovino tratado com glutaraldeído e preservado em formaldeído a 4%. Este tratamento confere-lhe características adequadas de resistência, flexibilidade e ausência de antigenicidade.

Indicação: O Patch de Pericárdio Bovino Pledges é utilizado na confecção e reforço da bolsa para uso da circulação extracorpórea, lesões miocárdicas com finalidade hemostática, cerclagem coronária em procedimentos sem circulação extracorpórea e correções cirúrgicas das doenças da aorta.



Especificações Técnicas (cm)			
Tamanho	A $\pm 0,1$	B $\pm 0,1$	Código
1 x 0,5	1,0	0,5	4446

Suporte de Poliacetal com 10 unidades.