

SENSOR DE TEMPERATURA



Os sensores de temperatura são cabos termoplásticos blindados internamente, com conector de cinco vias com terminais dourados e pastilha do tipo PT-100, de reduzido tamanho, proporcionando maior velocidade nas medições.

Especificações Técnicas	
Escala	0 - 70°C
Conexão	Redel 5 Vias
Acuracidade	±0,4°C
Comprimento	3m
Esterelizável em Óxido de Etileno	

Código

117168

Sensor de Temperatura



Código Catálogo 325420
Rev. 03 | dez. 2020

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936-0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro Anvisa nº 10159030075
www.braile.com.br

