


# SISTEMA PARA CARDIOPLEGIA



**Indicação:** Indicado para pré-condicionamento e administração de soluções cardioplégicas (sanguínea ou cristalóide) ao coração, para uma parada cardíaca segura e protegida durante a circulação extracorpórea.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Trocador de Calor

Matéria-prima	Policarbonato
Material do capilares	Poliéster
Fluxo máximo	500ml/min
Área efetiva de troca térmica	0.14m <sup>2</sup>
Volume de prime	44ml
Temperatura máxima da água	42°C
Pressão máxima da água	40psi
Conector entrada/saída de solução	3/16"
Conector entrada/saída de água	Hansen
Conector de retirada de ar	Luer Lock

MODELO	RESERVATÓRIO	CÓDIGO
Cristalóide	RC 2000	209649
Incor	RC 500	220288
4:1	n/a	220172
Cardiomioplogia Adulto	n/a	220154

4:1



Cristalóide



Incor



Cardiomioplogia

