

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AG-2000



O Termômetro Clínico Digital AG-2000 é composto de um circuito eletrônico, visor e bateria de alimentação. É indicado para medir temperaturas fisiológicas. Este termômetro obtém suas leituras através de sensores apropriados da Braile Biomédica.

Código

117140
Termômetro Clínico
Digital AG-2000

Especificações Técnicas	
Alimentação	9 VDC (bateria alcalina)
Escala	0 - 70°C
Resolução	0,1°C
Acuracidade	±0,4C
Dimensões	163x105x90mm incluindo presilha
Peso	374g incluindo presilha



Código Catálogo 205090
Rev. 03 | dez. 2020

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936-0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro Anvisa nº 10159030029
www.braile.com.br

