

Tube Extensor



www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: O Tubo Extensor é composto de um tubo de PVC, com ou sem conectores nas extremidades, para infusões venosas ou medidas de pressão arterial média, infusões quimioterápicas, gasometria ou perfusão múltipla.

Indicação: O Tubo Extensor destina-se ao acoplamento e transferência de soluções estéreis, linhas de gases e infusões de soluções.



Descrição	Extremidade	Diâmetro	Comprimento	Código
RAD	macho-fêmea	12 FR	60 cm	24574
RAD	macho-macho	12 FR	100 cm	602058
RAD	macho-fêmea	12 FR	250 cm	6622
RAD	macho-fêmea	8 FR	100 cm	33936
RAD	macho-fêmea	8 FR	150 cm	44262
RAD	macho-fêmea	8 FR	250 cm	39040
HMD	macho-fêmea	12 FR	130 cm	37932
PV	macho	12 FR e 4,3 cm	40 cm	6664
Co2	macho	12 FR e 1/4"	700 cm	602055
CEC	-	1/4"	250 cm	602060
CEC	-	1/4"	80 cm	602059
CEC	-	3/8"	100 cm	602061
CEC	-	3/8"	250 cm	602062
QMT	4 vias multiperfuradas	1/4" x 1/8"	90 cm	188447
Acessório para Reservatório Venoso para Vácuo	-	1/4"	150 cm	245999
	-	1/4"	400 cm	
	macho-macho	12 FR	150 cm	
OXI	-	-	300 cm	602053

Código Catálogo 325439
Rev. 02



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030091
www.braile.com.br

BRAILE[®]
BIOMÉDICA